

Программное обеспечение “**TSNK SCAN**” (далее программа), предназначено для использования в операционных системах семейства Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Минимальные системные требования:

- 2-х ядерный процессор с тактовой частотой 2.5 ГГц;
- Оперативная память не менее 2 Гб;
- Монитор с разрешением 1080x1920 пикселей;
- Свободное место на жестком диске не менее 1 Гб;
- Клавиатура, мышь.

Установка программы должна производиться пользователем с правами администратора. Чтобы установить программу, необходимо разархивировать архив в папке **C:\tsnk\**.

Для запуска программы необходимо щелкнуть два раза по файлу **bodyscan.exe**. После запуска программа попросит ввести ID пользователя и пароль. Необходимо ввести любую комбинацию и нажать «Принять» или «Ok».

Программное обеспечение “**TSNK SCAN**” (далее программа), предназначено для использования в операционных системах семейства Linux на базе ядра версии не ниже 5.1X: AltLinux 10, Debian Bullseye и тд.

Минимальные системные требования:

- 2-х ядерный процессор с тактовой частотой 2.5 ГГц;
- Оперативная память не менее 2 Гб;
- Монитор с разрешением 1080x1920 пикселей;
- Свободное место на жестком диске не менее 1 Гб;
- Клавиатура, мышь.

Установка программы должна производиться пользователем с соответствующей квалификацией. Чтобы установить программу, необходимо разархивировать архив в домашнюю папку пользователя.

Для запуска программы необходимо щелкнуть два раза по файлу **tsnk-scan\_demo**, либо запустить из командной строки, набрав в консоли

```
$>./tsnk-scan_demo&
```

После запуска программа попросит ввести ID пользователя и пароль. Необходимо ввести любую комбинацию и нажать «Принять» или «Ok».